

Használati utasítás. Kérjük, olvassa el figyelmesen!

A használati útmutató adatait mindig a legújabb ismeretek és tapasztalatok szerint frissítjük. Ezért javasoljuk, hogy minden csomag használata előtt olvassa el figyelmesen.

Hatóanyag:

Kollagén rostok.

A hatóanyag alkotóelemei:

1 cm² Parasorb® 2,8 mg természetes eredetű, lóinból készült kollagén rostot tartalmaz.

További alkotóelemek, fajtájuk szerint:

Nincsenek.

Hatásmechanizmus:

A vérzés csillapítása fizikai úton következik be. A kollagénnek vérrel való érintkezése során vérlemezkék halmozódnak fel. A kollagénvázról nagy számban válnak le a vérlemezkék, melyek ezután felbomlanak, és alvadási faktorokat engednek szabadon, amelyek a plazmafaktorokkal együtt a fibrinképződést segítik elő.

A kollagénváz szerepet játszik az alvadék megszilárdulásában, és ezáltal megakadályozza, hogy a kötőszövet az extrakció után keletkezett fogmederbe teljesen beépüljön. Így csökkenti az alveoláris nyúlvány sorvadásának esélyét.

A Parasorb® a szerkezetének köszönhetően nagy mennyiségű folyadék felvételére képes. Ezalatt a tisztán mechanikus folyamat alatt felszívódnak olyan kivált anyagok, mint például a baktériumok és a fibrinrétegek. Ezáltal felgyorsul a sarjszövet képződése.

Alkalmazási területek:

A Parasorb®-ot fogeltávolítás után, illetve állkapocssebészeti beavatkozásoknál alkalmazzuk. Vérzékeny betegeknél ajánlatos fibrinragasztóval együttesen alkalmazni. A használati útmutatóban lévő adatokat azonban abban az esetben is figyelembe kell venni!

Figyelmeztetés:

Erős vérzékenység esetén a beavatkozás előtt az alvadási zavar kezelése feltétlenül szükséges!

Ellenjavallat:

Állati (ló-) eredetű termékekkel szembeni túlérzékenység esetén alkalmazása nem javallott. Fertőzött területen való alkalmazása tilos! A Parasorb® terhesség alatti és szoptatás ideje alatt történő alkalmazásáról ezidáig nincsenek tapasztalatok. Ezért ez idő alatti használatokor szigorú kontroll szükséges.

Mellékhatások:

Az irodalomban elvéve találkozhatunk olyan esetekkel, amikor használatával a már meglévő gyulladás felerősödött. A kollagén xenogén (állati) eredetéből fakadóan, bizonyítottan gyenge antigén volta ellenére is előfordulhatnak idegentest reakciók.

Kölcsönhatások más anyagokkal:

Nem szabad olyan fertőtlenítő szerekkel együttesen alkalmazni, amelyek klórgázt szabadítanak fel, mint például a csersav vagy más maró anyagok. Figyelembe kell venni, hogy a Parasorb® specifikus hatását, melyet a vérlemezkék felhalmozódására és a plazmatikus véralvadásra gyakorol, az aggregációt és a véralvadást gátló anyagok csökkenthetik.

Adagolás és az alkalmazás módja:

Ha az orvos nem látja másként szükségesnek, akkor a Parasorb®-ot közvetlenül a kezelendő, és lehetőség szerint száraz területre kell behelyezni, és a kedvezőbb hatás elérése érdekében kb. 2-3 percig finoman nyomva kell tartani. A Parasorb® beleilleszkedik a sebbe, csillapítja a vérzést, és felszívódik.

Kérjük, ügyeljen a következőkre!

A kollagén vérző felületekhez való affinitása miatt a Parasorb® használatkor száraz kesztyűt és eszközöket kell használni.

Tárolás és elhelyezés:

25°C alatt, nedvességtől védve, gyermekek elől elzárva tartandó.

Szavatosság:

A szavatosság ideje és a gyártási (charge-) szám a csomagoláson és a műanyag (bliszter) fólián is fel van tüntetve. A Parasorb®-ot a szavatossági idő lejárta után nem szabad felhasználni. A védőcsomagolásból kivett Parasorb®-ot nem szabad újraszterilizálni, és ezért ki kell dobni. A fel nem használt, de már nyitott vagy sérült csomagokat sem szabad újraszterilizálni, és ezért azokat szintén ki kell dobni.

A Parasorb® kollagén szivacsot csak egyszer lehet felhasználni.

Csomagolás:

Parasorb®

REF	Méret	Tartalom	PZN
DK- 1836	1,8 cm x 3,6 cm	12 db	PZN 5956298
DK- 9001	7 cm x 3 cm	5 db	PZN 5956306
DK- 9011	9 cm x 7 cm	5 db	PZN 5956312

Magyarázat a csomagoláson található jelekhez:

Felhasználható év / hónap

Charge- jelzés

Figyelmeztetés, tekintse meg a használati útmutatót!

Rendelési szám

Ce- jelzés és azonosító szám. A termék megfelel az orvosi termékek tanácsának alapvető irányelveinek (93/42/EWG).

Nem újraszterilizálható, nem hasznosítható újra.

Alkalmazott sterilizációs módszer: etilén- oxid. Steril, míg a belső csomagolást fel nem bontják, vagy meg nem sérül.

Maximális tárolási hőmérséklet.

RESORBA®

Kezelés és regenerálás

Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG

Am Flachmoor 16., D- 90475 Nürnberg